

Pregunta 19

¿Con qué se corresponde el marcador de la sonda y para qué sirve?

Seleccione una:

a.

Con un marcador de radioterapia, para no movernos del área de interés

**b.**

**Con un marcador en la pantalla, para conocer la relación espacial de lo que vemos con la posición del traductor**

c.

Con la salida del ultrasonido, en el punto de mayor densidad de cristales piezoeléctricos

d.

Con la izquierda del paciente, independientemente de cómo coloquemos el transductor, para minimizar la posibilidad de confusión entre profesionales

Pregunta 20

¿Qué modifica el comando "ganancia"?

Seleccione una:

a.

La profundidad a la que ganamos acceso con el ultrasonido

**b.**

**La cantidad de grises que representa en la pantalla**

c.

La resolución axial

d.

La intensidad de los ecos que recibe el ecógrafo