

## Información

Marcar pregunta

### Texto informativo

Avisan de paritorio por cesárea programada de recién nacido mujer de 40 semanas de gestación, peso

estimado de 3500 gramos, diagnosticada antenatalmente en la ecografía de la semana 38 de defecto en la continuidad de la piel y columna a nivel lumbar.

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué diagnóstico sospecharías?

Seleccione una:



a. ONFALOCELE



b. MIELOMENINGOCELE ✓



c. ENCEFALOCELE (erroneamente mencionado en los apuntes como ENFALOCELE)



d. HIDROCEFALIA

### Retroalimentación

Se trata de un defecto del cierre del canal espinal asociado a una anomalía de la médula y sus meninges. El meningocele es una protusión solo de las meninges mientras que el MIELOMENINGOCELE presenta además también prolapso de la médula espinal

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué complicaciones debes prever que ocurran en las primeras horas de vida?

Seleccione una:



a. Hipotermia



b. Oliguria



c. Fiebre secundaria a infección del defecto



d. a y b son correctas ✓

#### Retroalimentación

Se tratan de niños con alta pérdida de calor y pérdidas insensibles a través de del defecto de la espalda.

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿cuál es la posición más recomendada en la que colocaremos al recién nacido en la cuna térmica nada más nacer?

Seleccione una:



a. decúbito supino



b. decúbito lateral



c. decúbito prono ✓



d. b y c son correctas

#### Retroalimentación

se debe proteger concienzudamente el defecto para que la fina membrana que lo recubra no se rompa. Una vez protegido el defecto se puede valorar colocarlo también en decúbito lateral pero inicialmente, nada más nacer, la recomendación es colocarlo en prono para valorar y proteger el defecto

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cómo cubriremos el defecto lumbar?

Seleccione una:



a. Con apósito de gasa estéril adhesivo



b. Con gasas estériles húmedas con agua estéril



c. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado



d. Con gasas estériles humedecidas con suero salino templado y protegido por plástico transparente ✓

### Retroalimentación

se recomienda proteger el defecto nada más nacer de manera estéril con compresas humedecidas con suero salino templado utilizando guantes estériles SIN látex y no utilizando NUNCA apósito adhesivo. Además se recomienda cubrirlo con plástico transparente (bolsa similar como la que se utiliza para los grandes prematuros o film transparente) para cubrir por encima el defecto de tal forma que se ayude a mantener la humedad en la zona.

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cómo manipularemos el defecto?

Seleccione una:

- a. Con medidas de barrera como si estuviera en aislamiento de contacto (guantes, gorro y mascarilla)
- b. Guantes estériles sin látex ✓
- c. Guantes estériles con látex
- d. Guantes normales

### Retroalimentación

La lesión debe ser tratada de forma estéril, a ser posible con guantes sin látex para no sensibilizar al recién nacido frente al látex y que no desarrolle alergias a dicho material en el futuro debido a las frecuentes cirugías que va a necesitar.